



TECHNICAL DATASHEET

IM-30-04/1

Edition: 07/07/11

Page: 1 of 2

PRODUCT NAME:

BREATHABLE THUMB IMMOBILISING SPLINT (AMBIDEXTROUS) – MANUTEC® FIX RIZART – Bilateral Wrist Support.

REFERENCE:

M670 (Beige)
M770 (Maroon)

SIZES:

SIZES	PERIMETER CM	LENGTH
S/1	14-18	11
L/2	18-22	13



LAST GENERATION MATERIALS
Triple layer transpirable material (foam, velour, sponge).



BILATERAL DESIGN
The design allows the brace to be used on the left and on the right.



AREAS OF TRANSPIRATION AND VENTILATION
Aid the movement of air, dissipating the humidity.



IMMOBILISER SYSTEM
Of the trapeziummetacarpal joint.

MANUFACTURER:

ORLIMAN, S.L.U. CIF: B-96122510
C/ AUSIAS MARCH Nº 3. POLÍGONO INDUSTRIAL LA POBLA – L'ELIANA.
46185 LA POBLA DE VALLBONA – VALENCIA – SPAIN
SPANISH MEDICAL DEVICE OPERATION LICENCE NUMBER: 20-PS

PRODUCT CLASSIFICATION (Council Directive 93/42/EEC (as amended by Council Directive 2007/47/EC))

CLASS: I – (Rule 1)

Manufacturing type: Mass-Produced.

PRODUCT CHARACTERISTICS:

The splint is made of breathable velour, which has orifices on the surface to facilitate the movement of air.
With an immobiliser system which consists of a malleable aluminium splint which can be shaped to the morphology of the patient. Bilateral design which can be adapted for both the left and right hand. Closing system with a velour strap, and hook closure.

Colour:

- Beige M670
- Maroon M770

PRODUCT PICTURE:



INDICATIONS:

- Tendonitis.
- Painfull or swollen sequelae.
- Instability of the trapeziummetacarpal joints.
- Sports injuries (eg.: skier's thumb).
- Irritations of the trapeziummetacarpal joints.
- Immobilization of the trapeziummetacarpal joint (Thumb rhizarthrosis).

MATERIALS:

- Components: LATEX FREE.
- Structure Materials: Inside: Cotton 93%, Elastane 7%; Intermediate: 100% Polyurethane; Outside: 100% Polyamide.
- Extra-structure Materials: Metallic strips: Aluminium.
- Fastening or catch elements, if there are any: Velcro and Straps closure: 100% Polyamide.



Difarza, s.l. CIF B96386875 Tel.: 963363215 Fax: 963671551
email:disalud@ono.com
www.disalud.com

C/Río Ulla, 5 (entrada por Juan Verdeguer, 25) 46024 Valencia.
Empresa colaboradora de servicios médicos y de prevención de riesgos.
Distribución de productos sanitarios, clínicos y ortopédicos desde 1980.
Prevención, Seguridad y Salud Laboral.



1112&10#%&2.*3



1112#(3#.!&10#%&2.*3



!''#%&' (%) *+, -#\$, .!#



/ &!0#%&



TECHNICAL DATASHEET

IM-30-04/1

Edition: 07/07/11

Page: 2 of 2

RECOMMENDATIONS FOR PRESERVATION AND CLEANING

Stick the velcros to each other (if the orthosis has any), wash periodically by hand with a damp cloth and a neutral soap. To dry the orthosis, use a dry towel to absorb most of the dampness and leave to dry at room temperature. Do not hang up or iron and do not expose to direct heat sources such as stoves, heaters, radiators, direct sun light etc. During use or during washing do not use alcohols, ointments or dissolvent liquids. If the orthosis is not properly dried any detergent residues could irritate the skin and deteriorate the product.



ADDITIONAL INFORMATION:

Guarantee: 6 months.

CE

Difarza, s.l. CIF B96386875 Tel.: 963363215 Fax: 963671551
email: disalud@ono.com
www.disalud.com

C/Río Ulla, 5 (entrada por Juan Verdeguer, 25) 46024 Valencia.
Empresa colaboradora de servicios médicos y de prevención de riesgos.
Distribución de productos sanitarios, clínicos y ortopédicos desde 1980.
Prevención, Seguridad y Salud Laboral.



www.disalud.com



www.farmaciadisalud.com

 DiSaludGrupoenValencia

 @disalud