



aguja 1/2 círculo		cilíndrica				
REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
C11	18 mm	70 cm		5/0	1	42021
		70 cm	incoloro	4/0	1,5	42099
		70 cm		3/0	2	42032
		70 cm		2/0	3	42046
C14	22 mm	70 cm	incoloro	4/0	1,5	42003
		70 cm		3/0	2	42031
		70 cm		2/0	3	42106
C16	26 mm	70 cm	incoloro	3/0	2	42006
		70 cm		2/0	3	42045
		70 cm		0	3,5	42101
C20	30 mm	90 cm	incoloro	2/0	3	42123
		90 cm		0	3,5	42124
C24	37 mm	90 cm	incoloro	2/0	3	42125
		90 cm		0	3,5	42126
		90 cm		1	4	42127
C26	40 mm	90 cm	incoloro	0	3,5	42054
		90 cm		1	4	42066
C33	48 mm	90 cm	incoloro	0	3,5	42053

aguja 1/2 círculo		triangular				
REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC16	26 mm	70 cm		4/0	1,5	42022
		70 cm	incoloro	3/0	2	42027
		70 cm		2/0	3	42038
		70 cm		0	3,5	42049
TC20	30 mm	70 cm	incoloro	2/0	3	42037
		70 cm		0	3,5	42048
		70 cm		1	4	42061
TC24	37 mm	90 cm	incoloro	2/0	3	42117
		90 cm		0	3,5	42102
		90 cm		1	4	42059
TC26	40 mm	90 cm	incoloro	0	3,5	42103
		90 cm		1	4	42118
		90 cm		2	5	42207
TC33	48 mm	90 cm	incoloro	0	3,5	42119

Presentación en cajas de 36 unidades

aguja 1/2 círculo		cilíndrica punta trocar				
REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
PTC20	30 mm	90 cm		2/0	3	42120
		90 cm	incoloro	0	3,5	42121
		90 cm		1	4	42122
PTC24	37 mm	90 cm	incoloro	2/0	3	42107
		90 cm		0	3,5	42088
		90 cm		1	4	42100
PTC26	40 mm	90 cm	incoloro	0	3,5	42104
		90 cm		1	4	42109
PTC33	48 mm	90 cm	incoloro	0	3,5	42105
		90 cm		1	4	42110

aguja 3/8 círculo		triangular				
REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TB10	12 mm	45 cm	incoloro	5/0	1	42129
		45 cm		4/0	1,5	42130
TB12	16 mm	45 cm	incoloro	5/0	1	42215
		45 cm		4/0	1,5	42131
TB15	19 mm	70 cm	incoloro	4/0	1,5	42001
		70 cm		3/0	2	42005
		70 cm		2/0	3	42034
TB19	24 mm	70 cm	incoloro	3/0	2	42132
		70 cm		2/0	3	42133
		70 cm		0	3,5	42216
TB26	37 mm	70 cm	incoloro	3/0	2	42134
		70 cm		2/0	3	42135

aguja 3/8 círculo		espatulada				
REF	AGUJA (mm/micras)	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
CTS	6,6/200	30 cm	violeta	7/0	0,5	42901

aguja recta		triangular				
REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TR60	60 mm	70 cm	incoloro	2/0	3	42209

hebras		sin aguja/sobre				
DESCRIPCION	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO		
3 hebras de 70 cm.	incoloro	3/0	2	42113		
		2/0	3	42114		
		0	3,5	42115		
		1	4	42116		
3 hebras de 45 cm.	incoloro	3/0	2	42014		
		2/0	3	42015		
		0	3,5	42016		
		1	4	42017		
hebras de 150 cm.	incoloro	3/0	2	42210		
		2/0	3	42211		
		0	3,5	42212		
		1	4	42213		
		2	5	42214		

**Difarza, s.l. CIF B9638675 Tel.: 963363215 Fax: 963671551**  
**email:disalud@ono.com**  
**www.disalud.com**

C/Río Ulla, 5 (entrada por Juan Verdeguer, 25) 46024 Valencia.  
 Empresa colaboradora de servicios médicos y de prevención de riesgos.  
 Distribución de productos sanitarios, clínicos y ortopédicos desde 1980.  
 Prevención, Seguridad y Salud Laboral.



www.disalud.com



www.farmaciadisalud.com

DiSaludGrupoenValencia

@disalud

# Aragó

suturas veterinaria

pga rapid  
ácido poliglicólico


Absorción

PGA Rapid absorción 40 días

características técnicas

<b>Estructura</b>	Multifilamento trenzado y recubierto.
<b>Composición</b>	Ácido poliglicólico recubierto de estearato cálcico, éster de ácido graso de sacarosa y policaprolactona.
<b>Color</b>	Incoloro - violeta (oftalmología)
<b>Esterilización</b>	Rayos Gamma
<b>Fuerza tensil</b>	Vida útil 5 a 7 días
<b>Absorción</b>	40 días
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IDEAL en cierre de tejidos de rápida cicatrización.</li> <li>• PERDIDA del 55% de la fuerza tensil de 5 a 7 días.</li> <li>• SEGURIDAD absoluta en el anudado.</li> <li>• SUAVIDAD - Ofrece un deslizamiento suave y atraumático a través de los tejidos.</li> </ul>
<b>Indicaciones</b>	Piel, subcutánea, cirugía digestiva, urología, ginecología, mucosa oral, párpado-oftalmología y ligaduras.
<b>Presentación</b>	Cajas de 36 unidades - Oftalmología cajas de 12 unidades.

Absorción del PGA Rapid en solución Fosfato Bufer



- LOT Nº lote
- REF Referencia catálogo
- Un solo uso
- No reesterilizar
- Caducidad yyyy-mm año-mes
- ESTERILIZADO por rayos gamma
- Preservar de la luz de sol
- No utilizar si el envase unitario está abierto o deteriorado
- Ver instrucciones
- Fabricante
- CE 0318 Marcado CE y nº de identificación del Organismo Notificado. El producto cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de Productos Sanitarios 93/42/CEE.



**Laboratorio Aragón**

Salvador Mundí, 11  
08017 Barcelona  
España  
Tel. +34 93 204 22 12  
Fax +34 93 203 26 09  
pedidos@laboratorioarago.com  
infogeneral@laboratorioarago.com  
www.laboratorioarago.com