

## Hoja de Información Técnica del Producto



### 3MTM CLEAN WALK MAT ALFOMBRILLA

Referencias: 5830, 5836



#### DESCRIPCION COMERCIAL

Alfombrilla revestida con adhesivo, diseñada para retener y eliminar la suciedad de las suelas de los zapatos, ruedas de carritos u objetos que se desplacen.

Las alfombrillas son colocadas en distintos puntos de entrada al área quirúrgica reduciéndose de esta manera el riesgo de contaminación y manteniendo la zona lo más aséptica posible.

El soporte de estas alfombrillas es de polietileno de alto espesor (0,5 mm) y el adhesivo es sintético.

Las alfombrillas están disponibles en color blanco y azul, en las siguientes medidas:

#### Color Blanco

45,7 cm x 91,4 cm

45,7 cm x 116,8 cm

63,5 cm x 114,3 cm

#### Color Azul

45,7 cm x 114,3 cm

#### ESPECIFICACIONES

Este producto NO contiene látex.

#### ALMACENAMIENTO

La fecha de caducidad de estas alfombrillas en almacén es de 12 meses desde la fecha de fabricación, siempre y cuando se conserven en el envase original en condiciones secas (50% humedad relativa) y a temperatura ambiente (15 – 30° C).

#### INFORMACION PARA PEDIDOS

5830:

Tipo Unidad	Uds Contenidas	Cantidad Mínima de Pedido
Unidad de Consumo	1	120 Unidades
Caja	120	120 Unidades
Embalaje	1	120 Unidades

5836:

Tipo Unidad	Uds Contenidas	Cantidad Mínima de Pedido
Unidad de Consumo	1	240 Unidades
Caja	240	240 Unidades
Embalaje	1	240 Unidades

Dpto Prevención de la Infección

3M España, S.A.

Difarza, s.l. CIF B96386875 Tel.: 963363215 Fax: 963671551  
email: [disalud@ono.com](mailto:disalud@ono.com)

[www.disalud.com](http://www.disalud.com)

C/Río Ulla, 5 (entrada por Juan Verdeguer, 25) 46024 Valencia.

Empresa colaboradora de servicios médicos y de prevención de riesgos.

Distribución de productos sanitarios, clínicos y ortopédicos desde 1980.

Prevención, Seguridad y Salud Laboral.



[www.disalud.com](http://www.disalud.com)



[www.farmaciadisalud.com](http://www.farmaciadisalud.com)



DiSaludGrupoenValencia



@disalud