

BRAZALETE EPICONDILITIS EPITEC

Características

Confeccionado en velour por ambas caras y reforzado mediante un alma de polietileno y almohadillado en plastazote. Su cincha de cierre se ajusta sobre el antebrazo y vuelve sobre si misma, permitiendo una adaptación individualizada en función de la presión ejercida gracias a su banda elástica, con cierre en microgancho. Almohadilla epitroclear y epicondilar fabricada en espuma conformada. Su diseño ejerce una compresión selectiva, a la vez que permite el paso tendinoso mediante el canal diseñado para ello, mejorando de esta manera la función del brazalete durante la actividad física, con lo que se consigue una disminución de la sobrecarga musculotendinosa, disminuyendo el dolor. Almohadilla bilateral (izquierda/derecha) que permite ser colocada según la posición deseada.

Efectos

Descarga, compresión y protección.

Indicaciones

Prevención de lesiones deportivas y laborales.

Epicondilitis (codo de tenista).


Epitroclearitis (codo de golfista).

Colores

REFERENCIA EP-20 A
COLOR AZUL

Colocación

Recomendamos colocar el brazalete 3 cm, por debajo del epicondilo.



Código Difarza

5527G.20

Fabricante

