

Aragó

PGA Rapid, la sutura aliada del profesional en el parto y de la mujer en el postparto

5-7 días pérdida de la presión en tejido.
Evita etapas de dolor.



parto

ácido poliglicólico

suturas Aragó

PGA Rapid



Transcurrido un tiempo de 5 a 7 días, periodo en el que la sutura debe realizar su función, el hilo pierde alrededor del **55%** de su fuerza tensil, **dejando de ejercer presión sobre los tejidos**. Esto hace que la mujer se sienta más cómoda y confortable, evitándole dolor innecesario o que deba acudir a su centro de salud para la retirada de puntos.

SEGURIDAD

El anudado es una de las preocupaciones del profesional que utiliza una sutura. Para que el anudado sea seguro se requiere unas determinadas características del hilo, que **PGA rapid Aragó** reúne. Anuda con seguridad absoluta ofreciendo un óptimo resultado, evitando así el añadido de nudos innecesarios para afianzar la sutura.

SUAVIDAD

PGA rapid Aragó realiza un deslizamiento suave y atraumático cuando atraviesa los tejidos, incluso en zonas muy frías y delicadas de la mucosa vaginal y vulvar. Su manejo es cómodo y seguro.

AGUJA DE ALTA CALIDAD

La aguja, por su aleación especial, nos ofrece calibre de acero más fino con **máxima resistencia** a deformación y rotura. Tiene además un perfecto comportamiento tanto en la sutura continua como en la puntada.

Manteniendo un equilibrio total en su unión con el hilo.


UNA REFERENCIA PARA CADA NECESIDAD

PGA rapid Aragó ofrece una gama completa de referencias, para cubrir las necesidades concretas de cada parto.

1 Las referencias ideales para músculo, vagina y piel. Con presentación individual y en dos tipos de SUTURAS para Músculo y vagina y una Sutura para piel.)

2 Para pequeños desgarros en zonas hipersensibles y muy vascularizadas como son labios, clitoris y zona perineal. **PGA rapid Aragó** ofrece la solución ideal: **Agujas siliconadas pequeñas y cilíndricas con hilo de calibres muy finos, ideales para esta situación.**

PGA Rapid reabsorción
40 días



Laboratorio Aragó, S.L.
Salvador Mundi, 11
08017 Barcelona
España
Tel. 93 204 22 12
Fax. 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
info@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com

Difarza, s.l. CIF B96386875 Tel.: 963363215 Fax: 963671551
email:disalud@ono.com
www.disalud.com

C/Río Ulla, 5 (entrada por Juan Verdeguer, 25) 46024 Valencia.
Empresa colaboradora de servicios médicos y de prevención de riesgos.
Distribución de productos sanitarios, clínicos y ortopédicos desde 1980.
Prevención, Seguridad y Salud Laboral.



www.disalud.com



www.farmaciadisalud.com



DiSaludGrupoenValencia



@disalud

APLICACIONES

aguja 1/2 círculo cilíndrica punta trocar

PTC24	37 mm	80 cm	2/0	3
		90 cm	0	3,5

aguja 1/2 círculo cilíndrica

C24	37 mm	90 cm	2/0	3
		90 cm	incoloro	0
		90 cm	1	4



40 mm	90 cm	incoloro	0	3,5
	90 cm	1	4	



80 cm	90 cm	incoloro	0	3,5
-------	-------	----------	---	-----



aguja 1/2 círculo punta precisión

70 cm	70 cm	3/0	2
	70 cm	incoloro	2/0
	70 cm	2/0	3

aguja 1/2 círculo triangular

42089
42092