

	<h1>FICHA TÉCNICA PRODUCTO</h1>	IM-30-04/1
		Edición: 23/07/13
		Página: 1 de 1

NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO:

ORTESIS INMOVILIZADORA DE RODILLA DE TRES PANELES A 0°. -
ORTESIS/INMOVILIZADORES

REFERENCIA:

IR-4000 (40 cm)
IR-5000 (50 cm)
IR-6000 (60 cm)
IR-7000 (70 cm)

TALLA/S:



FABRICANTE:

ORLIMAN, S.L.U. CIF: B-96122510
C/ AUSIAS MARCH Nº 3. POLÍGONO INDUSTRIAL LA POBLA - L'ELIANA.
46185 LA POBLA DE VALLBONA - VALENCIA - ESPAÑA
Nº DE LICENCIA SANITARIA DE FUNCIONAMIENTO: 20-PS

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO (SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CEE - REAL DECRETO 1591/2009):

CLASE: I - Regla 1
FABRICACIÓN: EN SERIE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Inmovilizador de rodilla con tejido de velour exterior y rizo de algodón interior con pletinas laterales y posteriores conformables. El sistema de ajuste de tres paneles le permite adaptarse a las diferentes anatomías. Con cinchas de cierre en el panel interior para evitar deslizamientos.
Color: BEIGE

FOTOGRAFÍA DEL PRODUCTO:



FINALIDAD TERAPÉUTICA:

- Inmovilización de la pierna en su longitud y mantenimiento permanente de la posición.
- Tratamiento pre y post-quirúrgico de la rodilla.
- Después de lesiones o fracturas.

MATERIALES UTILIZADOS:

- Componentes: SIN LÁTEX.
- Materiales estructurales: composición: interior: algodón 85%, Poliamida 15%. Intermedia: Poliéster 100%. Exterior: Poliamida 100%.
- Materiales extra-estructurales: pletina de aluminio.
- Elementos de cierre o anclaje, si los hay: cinchas y cierre en velcro.

RECOMENDACIONES DE CONSERVACIÓN Y LAVADO

Pegar los velcros entre sí (si la ortesis los tuviera), lavar periódicamente a mano con agua tibia y jabón neutro. Para el secado de la ortesis, utilice una toalla seca para absorber la máxima humedad y déjela secar a temperatura ambiente. No las tienda ni las planche y no las exponga a fuentes de calor directas como estufas, calefactores, radiadores, exposición directa al sol etc. Durante su uso o en su limpieza, no utilice alcoholes, pomadas o líquidos disolventes. Si la ortesis no está bien escurrida, los residuos de detergente pueden irritar la piel y deteriorar el producto.



OTROS DATOS

Garantía: 6 meses.

