



TECHNICAL DATASHEET

IM-30-04/1

Edition: 03/07/12

Page: 1 of 2

PRODUCT NAME:

QUERVAIN SPLINT - MANUTEC®
- Wrist Support and Splints in Thermoplastic

REFERENCE:

FP-D75 (RIGHT)
FP-I75 (LEFT)

SIZES:

SIZES	PERIMETER CM	LENGTH CM	
S/1	<17	18	
M/2	17-19	20	
L/3	>19	22	

MANUFACTURER:

ORLIMAN, S.L.U. CIF: B-96122510
C/ AUSIAS MARCH Nº 3. POLIGONO INDUSTRIAL LA POBLA – L'ELIANA.
46185 LA POBLA DE VALLBONA – VALENCIA – SPAIN
SPANISH MEDICAL DEVICE OPERATION LICENCE NUMBER: 20-PS

PRODUCT CLASSIFICATION (Council Directive 93/42/EEC (as amended by Council Directive 2007/47/EC))

CLASS: I – (Rule 1)

Manufacturing type: Mass-Produced.

PRODUCT CHARACTERISTICS:

Thermoplastic immobiliser splint lined in plastazote, with two rigid Velcro fasteners at wrist and forearm level and an elastic strap at palm level.

Colour: Beige.

INDICATIONS:

- Tendonitis.
- Painful and inflammatory episodes.
- Instabilities of the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints.
- Injuries of the lateral ligaments of the primary metacarpal (sports and posttraumatic injuries).
- Irritations of the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints.
- Immobilisation of the trapezium-metacarpal joint (Rhizarthrosis of the thumb).
- Immobilisation of the carpometacarpal and metacarpophalangeal joints of the thumb (posttraumatic and post-surgical).

MATERIALS:

- Components: LATEX FREE.
- Structure Materials: Composition: Polyethylene 100%.
- Fastening or catch elements, if there are any: straps and Velcros: Polyamide 100%.

PRODUCT PICTURE:



Difarza, s.l. CIF B96386875 Tel.: 963363215 Fax: 963671551
email:disalud@ono.com
www.disalud.com

C/Río Ulla, 5 (entrada por Juan Verdeguer, 25) 46024 Valencia.
Empresa colaboradora de servicios médicos y de prevención de riesgos.
Distribución de productos sanitarios, clínicos y ortopédicos desde 1980.
Prevención, Seguridad y Salud Laboral.



www.disalud.com



www.farmaciadisalud.com



DiSaludGrupoenValencia



@disalud



TECHNICAL DATASHEET

IM-30-04/1

Edition: 03/07/12

Page: 2 of 2

RECOMMENDATIONS FOR PRESERVATION AND CLEANING

Stick the Velcros to each other (if the orthosis has any), wash periodically by hand with a damp cloth and a neutral soap. To dry the orthosis, use a dry towel to absorb most of the dampness and leave to dry at room temperature. Do not hang up or iron and do not expose to direct heat sources such as stoves, heaters, radiators, direct sun light etc. During use or during washing do not use alcohols, ointments or dissolvent liquids. If the orthosis is not properly dried any detergent residues could irritate the skin and deteriorate the product.



ADDITIONAL INFORMATION:

Guarantee: 6 months.

CE

Difarza, s.l. CIF B96386875 Tel.: 963363215 Fax: 963671551
email: disalud@ono.com
www.disalud.com

C/Río Ulla, 5 (entrada por Juan Verdeguer, 25) 46024 Valencia.
Empresa colaboradora de servicios médicos y de prevención de riesgos.
Distribución de productos sanitarios, clínicos y ortopédicos desde 1980.
Prevención, Seguridad y Salud Laboral.



www.disalud.com



www.farmaciadisalud.com

 DiSaludGrupoenValencia

 @disalud