


Una ayuda en Urología

Pérdida de la presión en tejido de 5 a 7 días

Evita etapas de molestia post-quirúrgicas en el paciente

ácido poliglicólico



Laboratorio Aragón, S.A.

Salvador Mundi, 11
08017 Barcelona
España
Tel. 93 204 22 12
Fax 93 203 28 09
pedidos@laboratorioarago.com
info general@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com

suturas Aragón

PGA Rapid

Transcurrido un tiempo de cinco a siete días, el hilo pierde entorno al 55% de su fuerza tensil, dejando de ejercer presión sobre los tejidos, haciendo que el paciente esté más confortable, evitando etapas de dolor innecesario en cirugías como la circuncisión o postectomía. A la vez el 45% de presión restante en tejido asegura que la herida no se abra.

SEGURIDAD


El anudado es una de las preocupaciones del cirujano, **PGA rapid Aragón** anuda con seguridad absoluta.

SUAVIDAD

Por las características y el recubrimiento del hilo se aprecia un **deslizamiento suave y atraumático** a través de los tejidos, incluso en los más delicados. Se maneja con gran comodidad.

AGUJA DE ALTA CALIDAD

- 1 De excelente comportamiento y resistencia, tanto en la sutura continua como en puntos sueltos.
- 2 Siliconadas que aumenta su poder de penetración entorno al 65%, además de proporcionar un paso suave y atraumático.
- 3 De tecnología láser que, garantiza el equilibrio del calibre del hilo con el diámetro de la aguja.



Difarza, s.l. CIF B96386875 Tel.: 963363215 Fax: 963671551
email: disalud@ono.com
www.disalud.com

C/Río Ulla, 5 (entrada por Juan Verdeguer, 25) 46024 Valencia.
Empresa colaboradora de servicios médicos y de prevención de riesgos.
Distribución de productos sanitarios, clínicos y ortopédicos desde 1980.
Prevención, Seguridad y Salud Laboral.



www.disalud.com



www.farmaciadisalud.com



DiSaludGrupoenValencia




@disalud


PGA RAPID Aragón ofrece una gama completa de referencias para cubrir las necesidades de cada cirugía

REF	AGUJA	TAMAÑO REAL	LONG. HEBRA	COLOR	USP	METRICO	CÓDIGO
aguja 1/2 círculo		cilíndrica					
C11	18 mm		70 cm	incoloro	5/0	1	42021
			70 cm		4/0	1,5	42099
			70 cm		3/0	2	42032
C14	22 mm		70 cm	incoloro	4/0	1,5	42003
			70 cm		3/0	2	42031
C16	26 mm		70 cm	incoloro	3/0	2	42006
aguja 3/8 círculo		triangular					
TB10	12 mm		45 cm	incoloro	5/0	1	42129
			45 cm		4/0	1,5	42130
TB12	16 mm		45 cm	incoloro	4/0	1,5	42131
TB15	19 mm		70 cm	incoloro	4/0	1,5	42001
			70 cm		3/0	2	42005
			70 cm		2/0	3	42034
aguja 3/8 círculo triangular		punta precisión					
ATB10	13 mm		45 cm	incoloro	5/0	1	42147
			45 cm		4/0	1,5	42138
ATB12	15 mm		70 cm	incoloro	4/0	1,5	42148
ATB15	19 mm		70 cm	incoloro	4/0	1,5	42149
			70 cm		3/0	2	42150
aguja 1/2 círculo		triangular					
TC16	26 mm		70 cm	incoloro	3/0	2	42027
			70 cm		2/0	3	42038
aguja 3/8 círculo		cilíndrica punta trocar					
PTB13	18 mm		70 cm	incoloro	4/0	1,5	42128

Absorción del PGA Rapid en solución Fosfato Bufer



Resistencia PGA Rapid, según Farmacopea USP



*Para otras referencias consultar catálogo general de Laboratorio Aragón S.A. Presentación cajas 36 unidades.

Difarza, s.l. CIF B96386875 Tel.: 963363215 Fax: 963671551
 email: disalud@ono.com
 www.disalud.com
 C/Río Ulla, 5 (entrada por Juan Verdeguer, 25) 46024 Valencia.
 Empresa colaboradora de servicios médicos y de prevención de riesgos.
 Distribución de productos sanitarios, clínicos y ortopédicos desde 1980.
 Prevención, Seguridad y Salud Laboral.



www.disalud.com



www.farmaciadisalud.com

DiSaludGrupoenValencia

@disalud