

aguja 1/2 círculo **cilíndrica**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
C8	13 mm	70 cm	violeta	6/0	0,7	47001
		70 cm		5/0	1	47002
C11	18 mm	70 cm	violeta	6/0	0,7	47003
		70 cm		5/0	1	47004
		70 cm		4/0	1,5	47005
		70 cm		3/0	2	47006
C14	22 mm	70 cm	violeta	4/0	1,5	47007
		70 cm		3/0	2	47008
		70 cm		2/0	3	47058
C16	26 mm	70 cm	violeta	4/0	1,5	47010
		70 cm		3/0	2	47011
		70 cm		2/0	3	47012
		70 cm		0	3,5	47013
		70 cm		1	4	47014
C20	30 mm	70 cm	violeta	3/0	2	47015
		70 cm		2/0	3	47016
		70 cm		0	3,5	47017
		70 cm		1	4	47059
C24	37 mm	90 cm	violeta	2/0	3	47018
		90 cm		0	3,5	47019
		90 cm		1	4	47020
C26	40 mm	90 cm	violeta	0	3,5	47021
		90 cm		1	4	47022
		90 cm		2	5	47023
C33	48 mm	90 cm	violeta	1	4	47024
						47025

aguja 3/8 círculo **triangular**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TB12	16 mm	70 cm	violeta	5/0	1	47085
		45 cm	incoloro	4/0	1,5	48004
		45 cm	incoloro	3/0	2	48016
TB15	19 mm	45 cm	incoloro	4/0	1,5	48005
		70 cm	violeta	4/0	1,5	47068
		45 cm	incoloro	3/0	2	48006
		70 cm	violeta	3/0	2	47069
TB19	24 mm	70 cm	incoloro	3/0	2	48007
		70 cm	violeta	3/0	2	47052
		70 cm	incoloro	2/0	3	48008
		70 cm	violeta	2/0	3	47053
		70 cm	incoloro	0	3,5	48009
		70 cm	violeta	0	3,5	47054
		70 cm	incoloro	1	4	48010
		70 cm	violeta	1	4	47070
TB24	30 mm	70 cm	incoloro	2/0	3	48011
		70 cm	violeta	2/0	3	47055
		70 cm	incoloro	0	3,5	48012
		70 cm	violeta	0	3,5	47056
		70 cm	incoloro	1	4	48013
		70 cm	violeta	1	4	47057
		70 cm	violeta	2	5	47071

aguja 1/2 círculo **cilíndrica punta trocar**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
PTC16	26 mm	70 cm	violeta	3/0	2	47025
		70 cm		2/0	3	47026
		70 cm		0	3,5	47027
		70 cm		1	4	47028
PTC24	37 mm	90 cm	violeta	2/0	3	47029
		90 cm		0	3,5	47030
		90 cm		1	4	47031
PTC26	40 mm	90 cm	violeta	0	3,5	47032
		90 cm		1	4	47033
PTC33	48 mm	90 cm	violeta	0	3,5	47034
		90 cm		1	4	47035
		90 cm		2	5	47074
PTC33 con lazo	48 mm	150 cm	violeta	0	3,5	47066
		150 cm		1	4	47067

aguja 1/2 círculo **triangular**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TC14	22 mm	70 cm	violeta	3/0	2	47061
		70 cm		2/0	3	47062
TC16	26 mm	70 cm	violeta	4/0	1,5	47072
		70 cm		3/0	2	47036
		70 cm		2/0	3	47037
		70 cm		0	3,5	47051
		70 cm		1	4	47073
TC20	30 mm	70 cm	violeta	2/0	3	47038
		70 cm		0	3,5	47039
		70 cm		1	4	47063
TC24	37 mm	70 cm	violeta	2/0	3	47040
		70 cm		0	3,5	47041
		70 cm		1	4	47042
TC26	40 mm	90 cm	violeta	0	3,5	47064
		90 cm		1	4	47044
		90 cm		2	5	47045
TC33	48 mm	90 cm	violeta	1	4	47085
		90 cm		2	5	47045

aguja recta **triangular**

REF	AGUJA	LONGITUD HEBRA	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
TR60	60 mm	70 cm	incoloro	3/0	2	48014
		70 cm		2/0	3	48015

hebras **sin aguja/sobre**

DESCRIPCION	COLOR	USP	MÉTRICO	CÓDIGO
Hebra de 140 cm.	violeta	3/0	2	47046
		2/0	3	47047
		0	3,5	47048
		1	4	47049
		2	5	47050

Aragó



poliglecaprona


monofilamento
de poliglecaprona

Absorción 110 días

Poliglecaprona absorción 110 días

características técnicas

Estructura	Monofilamento.
Composición	Ácido Poliglicólico y Caprolactona.
Color	Violeta, incoloro.
Esterilización	Óxido de Etileno
Fuerza tensil	Tras la implantación del producto, la resistencia remanente aproximada: • A los 7 días (1 semana) 55% en la poliglecaprona violeta y 45% en la poliglecaprona incolora. • A los 14 días (2 semanas) 30% en la poliglecaprona violeta y 20% en la poliglecaprona incolora. • Pérdida total de la fuerza tensil: 28 días en la poliglecaprona violeta y 21 días en la poliglecaprona incolora.
Absorción	90 a 110 días.
Características	• Muy elástico y manejable • Mínimo efecto memoria • Ausencia de capilaridad • Anuda con seguridad absoluta • Excelente manipulación • Elevada resistencia a la rotura • Paso suave a través de los tejidos
Aplicaciones	Cirugía general, cirugía digestiva, ginecología y obstetricia, urología y ligaduras. Especialmente indicado para suturar miembros, estructuras anatómicas con cavidades y órganos huecos con contenido de líquidos.
Presentación	Cajas de 36 unidades.



LOT N° lote
REF Referencia catálogo

Un solo uso

No reesterilizar

Caducidad yyyy-mm
año-mes

STERILIZED Esterilizado por óxido de etileno

Preservar de la luz de sol

No utilizar si el envase unitario
está abierto o deteriorado

Ver instrucciones

Fabricante

CE 0318 Marcado CE y n° de identificación
del Organismo Notificado. El
producto cumple con los Requisi-
tos Esenciales de la Directiva de
Productos Sanitarios 93/42/CEE.



suturas
veterinaria



Laboratorio Aragón

Salvador Mundi, 11
08017 Barcelona
España
Tel. +34 93 204 22 12
Fax +34 93 203 26 09
pedidos@laboratorioarago.com
info@laboratorioarago.com
www.laboratorioarago.com

Difarza, s.l. CIF B96386875 Tel.: 963363215 Fax: 963671551
email:disalud@ono.com
www.disalud.com

C/Río Ulla, 5 (entrada por Juan Verdeguer, 25) 46024 Valencia.
Empresa colaboradora de servicios médicos y de prevención de riesgos.
Distribución de productos sanitarios, clínicos y ortopédicos desde 1980.
Prevención, Seguridad y Salud Laboral.



www.disalud.com



www.farmaciadisalud.com



DiSaludGrupoenValencia



@disalud