


Aragó

PGA Rapid

Braided polyglycolic acid coated
Acide polyglycolique tressé enduit
Ácido poliglicólico trenzado recubierto

PGA Rapid



structure
Synthetic Braided
Absorbable Coated

composition
Polyglycolic acid
coated

colour
Undyed

tissue reaction
Minimum

tensile strength
The resistance is half
reduced after 5-7 days.

reabsortion
By hydrolysis.
Full degradation
completed 40 days.

characteristics
A great tensile
strength, high flexibility,
easy and secure knot.

sterilization
Gamma irradiation

indications
Epidermal sutures,
paediatric surgery,
episiotomies,
circumcision, closure
of the oral mucosa.
Ophthalmic surgery.

packaging
Boxes of 12, 24 and 36
units

structure
Synthétique absorbable
tressé enduit

composition
Acide polyglycolique
enduit

couleur
Incolore

réaction tissulaire
Minime

**résistance
à la traction**
La résistance est réduite
à la moitié après 5-7
jours.

résorption
Dégradation hydrolytique.
Résorption totale après
40 jours.

caractéristiques
Fil très résistant et
complètement flexible. Il
offre une grande sécurité
au niveau du noeud et il
passe facilement.

stérilisation
Irradiations gamma

indications
Fermetures de
l'épiderme, chirurgie
pédiatrique,
épisiotomies,
circoncision, fermeture
de la muqueuse orale.
Chirurgie ophtalmique.

conditionnement
Boîtes de 12, 24 et 36
unités

estructura
Sintético absorbible
trenzado recubierto

composición
Ácido poliglicólico
recubierto

color
Incoloro

reacción tisular
Mínima

fuerza tensil
Tras 5-7 días la
resistencia se reduce a
la mitad.

absorción
Degradación hidrolítica.
Absorción total a los 40
días.

características
Sutura de gran fuerza
tensil y alta flexibilidad;
permite un nudo fácil y
seguro.

esterilización
Rayos gamma

indicaciones
Cicatrices cutáneas,
cirugía pediátrica,
episiotomías,
circuncisión, cierre de la
mucosa bucal. Cirugía
oftálmica.

presentación
Cajas de 12, 24 y 36
unidades

Symbols explanation

Explication des symboles

Explicación de los símbolos



Batch number
N° lot
N° lote



Catalogue reference
Référence catalogue
Referencia de catálogo



Do not reuse
Une seule utilisation
Un solo uso



Do not reesterilize
Ne pas re-stériliser
No reesterilizar



Expiry date yyyy-mm (year-month)
Caducité aaaa-mm (año-mois)
Caducidad aaaa-mm (año-mes)



sterilized by gamma rays
stérilisation par irradiation gamma
esterilización por rayos gamma



Keep away from sunlight
Protéger de la lumière et de la chaleur
Proteger de la luz y el calor



Do not use if package is damaged
Ne pas utiliser si l'emballage est abîmé
No utilizar si el envase está deteriorado



See instructions of use
Voir instructions d'usage
Ver instrucciones de uso



CE-mark identification number of notified body.
Product fulfills requirements of the Medical
Device Directive 93/42/EEC.
Marquage CE et n° d'identification de l'organisme
notifié. Produit conforme aux exigences essen-
tielles de la Directive 93/42/CEE relative aux
Produits Sanitaires.
Marcado CE y n° de identificación del organismo

Medical Device Directive Labelling

Etiqueté selon la Directive

Communautaire des Produits Sanitaires

Etiquetado según la Directiva Comunitaria

de Productos Sanitarios



USP 6/0

needle length and description

longueur et description de l'aiguille

longitud y descripción de la aguja

1/2 circle CUTTING BODY

1/2 cercle CORPS TRIANGULAIRE

1/2 círculo CUERPO TRIANGULAR

	colour couleur color	undyed incoloro incoloro	length longueur longitud	usp/met		gauge calibre calibre					
				6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
TC16	26 mm		70 cm			42022	42027	42038	42049		
TC20	30 mm		70 cm					42037	42048	42061	
TC24	37 mm		90 cm					42117	42102	42059	
TC26	40 mm		90 cm						42103	42118	42207
TC33	48 mm		90 cm						42119		

needle length and description

longueur et description de l'aiguille

longitud y descripción de la aguja

**1/2 circle ROUND BODY
trocar point**

**1/2 cercle CORPS CYLINDRIQUE
pointe trocar**

**1/2 círculo CUERPO CILÍNDRICO
punta trocar**

	colour couleur color	undyed incoloro incoloro	length longueur longitud	usp/met		gauge calibre calibre					
				6/0 0,7	5/0 1	4/0 1,5	3/0 2	2/0 3	0 3,5	1 4	2 5
PTC20	30 mm		90 cm					42120	42121	42122	
PTC24	37 mm		90 cm					42107	42088	42100	
PTC26	40 mm		90 cm						42104	42109	
PTC33	48 mm		90 cm						42105	42110	



3/8 circle CUTTING BODY

3/8 cercle CORPS TRIANGULAIRE

3/8 círculo CUERPO TRIANGULAR



				USP	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
				met.	0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5
TB10	12 mm		45 cm		42129	42130						
			70 cm		42019	42002						
TB12	16 mm		45 cm		42215	42131						
			70 cm			42136	42137					
TB15	19 mm		70 cm			42001	42005	42034				
TB19	24 mm		70 cm					42132	42133			
TB26	37 mm		70 cm					42134	42135			

USP	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0
-----	-----	-----	-----	-----	-----

straight CUTTING BODY

droite CORPS TRIANGULAIRE

recta CUERPO TRIANGULAR



				USP	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0	0	1	2
				met.	0,7	1	1,5	2	3	3,5	4	5
TR50	50 mm		70 cm				42139					

Absorbable Résorbables Absorbibles

Laboratorio Aragó export 13